

PENTAX

クラニオフィット
頭蓋プレート固定システム

薄型ヘッドでロープロファイルを実現

ダブルスレッド
採用 (セルフドリリング
スクリュー 4mm)

挿入性が
格段に向上





〈イメージ〉


Cranial Plating System



動画をご覧ください





薄型ヘッドでロープロファイルを実現






ロープロファイル設計により
軟部組織への刺激をおさえます。

頭蓋骨用プレート (厚さ0.3mm)



クラニオフィット 頭蓋固定用プレート



頭蓋固定用スクリュー 滅菌済 材質:チタン合金

品番	製品名	サイズ(Φ×Lmm)	種類	略称
9005-003SD	SDスクリュー Φ1.6×3.2 1本入	Φ1.6×3.2	セルフドリリングスクリュー	固定用内副子・F1-a
9005-003SD(4P)	SDスクリュー Φ1.6×3.2 4本入	Φ1.6×3.2		
9007-003EM	EMスクリュー Φ1.8×3.2 1本入	Φ1.8×3.2	エマーゼンシースクリュー	
9011-004SDW	SDWスクリュー Φ1.6×4.0 1本入	Φ1.6×4.0	セルフドリリングスクリュー (ダブルスレッド)	
9011-004SDW(4P)	SDWスクリュー Φ1.6×4.0 4本入	Φ1.6×4.0		
9010-004EM	EMスクリュー Φ1.9×4.0 1本入	Φ1.9×4.0	エマーゼンシースクリュー	
9006-005APST*	APSTスクリュー Φ1.6×5.0 1本入	Φ1.6×5.0	ノーマルスクリュー	
9006-005APST(4P)*	APSTスクリュー Φ1.6×5.0 4本入	Φ1.6×5.0		
9008-005APES*	APESスクリュー Φ1.8×5.0 1本入	Φ1.8×5.0	エマーゼンシースクリュー	

※ クラニオフィット-HAの固定に推奨

頭蓋固定用プレート 滅菌済 材質:チタン

品番	製品名	サイズ(長さ / 外径・厚み)	略称
9433-015S4	S4ストレート 4穴	長さ 15mm・0.3mm	固定用内副子・F2-a-1
9463-018E4	SDブロック 4穴	長さ 18mm・0.3mm	
9483-020BH	BHバーホール	外径 22mm・0.3mm	固定用内副子・F2-d-1
9493-020BH	BHバーホールドレーン	外径 22mm・0.3mm	
9423-015S2 (NEW)	S2ストレート 2穴	長さ 15mm・0.3mm	固定用内副子・F2-a-1
9433-018S4 (NEW)	S4ストレート 4穴	長さ 18mm・0.3mm	
9463-015E4 (NEW)	SDブロック 4穴	長さ 14.5mm・0.3mm	
9183-040MA (NEW)	テリオンプレート	長さ 40mm・0.3mm	固定用内副子・F2-a-2

販売名: クラニオフィット頭蓋プレート固定システム 医療用品4.整形用品 高度管理医療機器(クラスIII) 医療機器承認番号 22700BZX00292000

【禁忌・禁止】 <適応患者> 金属または異物に対してアレルギーのある患者には使用しないこと。〔使用上の注意〕「4. 不具合・有害事象」の項参照 [治療の目的に対し良好な結果を得られない可能性があるため。]
<併用医療機器> 他種の金属製骨接合用品と組み合わせて使用しないこと。〔使用上の注意〕「3. 相互作用」の項参照 [機器の破損、異種材料との併用による腐食が生じるおそれがあるため。]
<使用方法> 再使用禁止

PENTAX

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社 www.hoyatechnosurgical.co.jp

■本社 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 TEL:03-5369-1710 FAX:03-5369-1711
 ■札幌営業所 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1 TEL:011-241-3473 FAX:011-241-3472
 ■仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 TEL:022-371-6944 FAX:022-371-8924
 ■名古屋営業所 〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27 TEL:052-955-8572 FAX:052-955-8573
 ■大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 TEL:06-6263-1679 FAX:06-6263-1686
 ■福岡営業所 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 TEL:092-281-6860 FAX:092-281-6869



ご注文先

益子工場

〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町大字塙858
TEL:0285-72-6253 FAX:0285-72-6259

※仕様、形状は一部変更することもあります。
 ※掲載の写真・形状図は実物大ではありません。
 ※掲載している実験数値等は参考値です。
 ※添付文書をよく読んでから使用してください。