


HOYA

TECHNOSURGICAL



近位設置型プレート

HTS Stellar P

HTS ステラプレートシステム

近位設置型プレート HTS Stellar P

簡便性を重視した モノアキシャル ロック機構

ドリルガイドとK-wireスリーブを
挿入可能なガイドブロック



スクリューの
刺入方向ガイドと
軟部組織のレトラクトを
兼ねたガイドブロック



日本人向けの サイズラインナップ

小柄な患者様でも7本のスクリューで
強固な固定を実現します。
(スモールサイズ 遠位幅20mm)



周辺組織へ配慮した ロープロファイルデザイン

Cross Locking Mechanism による強固な関節面支持

橈骨傾斜に沿うように隙間なく配列された2列のスクリューは
ただ一つとして平行となるものはありません。
関節外骨折では骨片の保持性が向上され、
関節内骨折においては関節面の強固な支持を実現します。



Cross Locking Mechanism


近位設置型/遠位設置型プレートのラインナップにより症例に応じた使い分けが可能

近位設置型プレート
HTS Stellar P



遠位設置型プレート
HTS Stellar D





2004





2011



近位設置型プレート

HTS StellarP





すべてのロックングスクリューに
テーパー2条ねじを採用し操作性を向上

シリーズ約7万例の実績を基に洗練・進化させた
近位設置型プレートシステム

近位設置型プレート HTS Stellar P

※ プレートのイラスト例は右用です。




プレート 左

製品番号	サイズ	ショート	全長
2210-001 2210-002	スモール 遠位幅 20mm	ショート	全長 49.5mm
		ロング	全長 57.0mm
2212-001 2212-002	ミディアム 遠位幅 22mm	ショート	全長 49.5mm
		ロング	全長 57.0mm
2214-001 2214-002	ラージ 遠位幅 24mm	ショート	全長 49.5mm
		ロング	全長 57.0mm

プレート 右

製品番号	サイズ	ショート	全長
2211-001 2211-002	スモール 遠位幅 20mm	ショート	全長 49.5mm
		ロング	全長 57.0mm
2213-001 2213-002	ミディアム 遠位幅 22mm	ショート	全長 49.5mm
		ロング	全長 57.0mm
2215-001 2215-002	ラージ 遠位幅 24mm	ショート	全長 49.5mm
		ロング	全長 57.0mm



Ex. ロングプレート 左 オプション

製品番号	サイズ	Ex. 4穴	全長
2212-004	ミディアム 遠位幅 22mm	Ex. 4穴	全長 72.0mm
2212-006		Ex. 6穴	全長 87.0mm
2212-008		Ex. 8穴	全長 102.0mm

Ex. ロングプレート 右 オプション

製品番号	サイズ	Ex. 4穴	全長
2213-004	ミディアム 遠位幅 22mm	Ex. 4穴	全長 72.0mm
2213-006		Ex. 6穴	全長 87.0mm
2213-008		Ex. 8穴	全長 102.0mm

スクリュー

製品番号	長さ	サイズ (mm)													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2410-010 ~ 2410-024	2.2 ロッキングピン	●													
		2411-010 ~ 2411-024	2.4 ロッキング キャンセラスクリュー	●											
2412-014 ~ 2412-024	2.4 ロッキング キャンセラスラグスクリュー			●											
		2413-010 ~ 2413-020	2.6 コーティカルスクリュー	●											
2414-010 ~ 2414-018	2.6 ロッキング コーティカルスクリュー			●											

販売名: HTS ステラプレートシステム 医療機器承認番号:30200BZX00182000
医療用品4. 整形用品 高度管理医療機器 (クラスIII) 体内固定用プレート

【禁忌・禁止】<使用方法>再使用禁止

- 材質: チタン合金
- 掲載の写真・形状図は実物大ではありません。
- オプション製品については弊社営業担当にお問い合わせください。
- 添付文書をよく読んでから使用してください。

HTS Stellar は HOYA Technosurgical 株式会社の登録商標です。

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社 www.hoyatechnosurgical.co.jp

- 本社 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 TEL: 03-5369-1710 FAX: 03-5369-1711
- 札幌営業所 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1 TEL: 011-241-3473 FAX: 011-241-3472
- 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 TEL: 022-371-6944 FAX: 022-371-8924
- 新潟営業所 〒950-0971 新潟市中央区近江2-20-44 TEL: 025-288-0086 FAX: 025-281-2066
- 名古屋営業所 〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27 TEL: 052-955-8572 FAX: 052-955-8573
- 大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 TEL: 06-6263-1679 FAX: 06-6263-1686
- 福岡営業所 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 TEL: 092-262-6320 FAX: 092-262-6330

