

# Basket 2

Laminoplasty Basket

## 日本国内で設計開発、製造をおこなった 頚椎椎弓形成術用チタン製インプラント

2014年発売開始から  
Laminoplasty Basketに寄せられたご意見、ご要望に基づき、  
ユニバーサルなL-Basketの特性を活かしながら、  
片開き、両開きの各術式に特化した改良を加えた  
Basket2を開発しました。

### 製品の特徴

- 片開き、両開き、  
いずれの椎弓形成術に対応
- 骨移植可能なバスケット構造のプレート
- 厚さ0.5mmの純チタンプレート
- ユーザーフレンドリーな専用器具



### 片開きプレート

製造番号	製品名
311-5310M	バスケット2 プレート 3x10mm 片 M
311-5312M	バスケット2 プレート 3x12mm 片 M
311-5314M	バスケット2 プレート 3x14mm 片 M

### 両開きプレート

製造番号	製品名
311-6310	バスケット2 プレート 3x10mm 両
311-6312	バスケット2 プレート 3x12mm 両
311-6314	バスケット2 プレート 3x14mm 両
311-6316	バスケット2 プレート 3x16mm 両

### スクリュー

製造番号	製品名
311-2004	スクリュー 2.0x4mm G
311-2005	スクリュー 2.0x5mm P
311-2007	スクリュー 2.0x7mm Y

### スクリュー (エマージェンシースクリュー)

製造番号	製品名
310-2404	スクリュー 2.4x4mm
310-2407	スクリュー 2.4x7mm

販売名: Basket プレートシステム 2  
承認番号: 23000BZX00039000

※注意事項については、添付文書を確認ください。  
※寸法、形状等については、改良のため予告無く変更することがあります。