

PENTAX

一般医療機器 その他の医療用鏡

総合カタログ

PRISMVUE NF3-Vet



USYFITVUE GP1-Vet



PRISMVUE NF3-Vet x2.5 x3.0


プリズムビュー

偏向モデルの特徴

▶独自の光学設計

PENTAX独自の偏向プリズム^{※A}の採用により、前方視の姿勢で術野を拡大視できます。

※A: 48度の高性能偏向プリズムを採用



偏向プリズム
使用時の姿勢

視線

48度

従来型ルーペ
使用時の姿勢

視線



タイプL(眼鏡レンズ付き)

フレームカラー



鼻パッド付け替え(タイプTのみ)



眼鏡併用の有無に合わせて、鼻パッドを変更できます。

販売名: ペンタックス PRISMVUE NF3-Vet
動物用医療機器製造販売届出番号: 2動薬第2675号

USYFITVUE GP1-Vet x2.5 x3.0

ユージーフィットビュー

ガリレオモデルの特徴

▶軽量タイプ

レンズ構成がシンプルなため
軽量でコンパクトなルーペです。

▶ピント調整可能

- 1 視野に合わせて、視度(ピント)の調整が可能です。
- 2 術者の好みに合わせてルーペの位置(高さ、角度)が調整できます。
- 3 術者の眼幅に合わせて、瞳孔間距離(PD)の調整が可能です。



タイプT(眼鏡レンズ無し)

フレームカラー



鼻パッド付け替え(タイプTのみ)



眼鏡併用の有無に合わせて、鼻パッドを変更できます。

販売名: ペンタックス USYFITVUE GP1-Vet
動物用医療機器製造販売届出番号: 2動薬第2676号

PENTAX

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社

www.hoyatechnosurgical.co.jp

本社 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4
TEL: 03-5369-1710 FAX: 03-5369-1711



販売店

TNM101102