

近位設置型プレート HTS Stellar P

HTS ステラプレートシステム

2020



近位設置型プレート
HTS Stellar P

簡便性を重視した モノアキシャル ロッキング機構

ドリルガイドとK-wireスリーブを
挿入可能なガイドブロック



スクリューの
刺入方向ガイドと
軟部組織のレトラクトを
兼ねたガイドブロック



日本人向けの サイズラインナップ

小柄な患者様でも7本のスクリューで
強固な固定を実現します。
(スモールサイズ 遠位幅20mm)



周辺組織へ配慮した ロープロファイルデザイン



Cross Locking Mechanism による強固な関節面支持

橈骨傾斜に沿うように隙間なく配列された2列のスクリューは
ただ一つとして平行となるものはありません。
関節外骨折では骨片の保持性が向上され、
関節内骨折においては関節面の強固な支持を実現します。



Cross Locking Mechanism



すべてのロッキングスクリューに
テーパー2条ねじを採用し操作性を向上

近位設置型/遠位設置型プレートのラインナップにより症例に応じた使い分けが可能

近位設置型プレート
HTS Stellar P



遠位設置型プレート
HTS Stellar D



シリーズ約7万例の実績を基に洗練・進化させた
近位設置型プレートシステム