


超高齢社会先進国の
転子部骨折に
多様な選択肢を



HTS UNICORN NAIL 2

HTSユニコーンネイル2

HTS UNICORN NAIL 2

Multiple Options

様々な症例に対応可能

Short Nail

Middle Nail

Single Lag Screw

Double Lag Screw

UNICORN Cloud Kit

AnchorFix

Dedicated to Japanese

日本人の大腿骨髓腔への適合性を追求したネイルデザイン

高位のベンディングポイント


ネイル挿入時のジャミングを低減し
整復位の喪失を防止

R1300 ※参考値

前弯の強い骨形状にも適合
しやすいデザイン

オブリークカット

ネイル先端内側をカットし、
スムーズな挿入を実現



Simple & Intuitive


どなたにでも使いやすく 術中のストレスを低減

ツールのカラーコード化

識別を容易にしてスムーズなオペの進行をアシスト

ターゲットデバイス

ワンデバイスで
ショートネイルとミドルネイルを
使用可能



Bioactive Augmentation


- Osteointegration -



HTS UNICORN Cloud Kit


生体親和性と骨伝導性を有する
ペースト状人工骨が骨と一体化します。

※裏表紙下部のQRコードから「器械説明動画」をご視聴いただけます。




APACERAM AnchorFix

ハイドロキシアパタイト顆粒状人工骨を
固めた中空構造の成型体であり、
容易に補填可能です。



ラグスクリュー先端に施したセルフカッティング
がAnchorFixを粉碎します。

▼ラグスクリューの挿入により破碎し周囲に分散します。



AnchorFixが
ラグスクリュー
周囲に分散


模擬骨にAnchorFixを補填しラグスクリューを挿入後に
レントゲン撮影を実施



免責事項: 本試験の結果は、必ずしも臨床成績を保证するものではありません。


HTS UNICORN NAIL 2

HTS ユニコーン2 ショートネイル



製品番号	頸体角 θ	遠位径 D	全長 L
ST-0631-1609	125°	Φ 9mm	160mm
ST-0631-1610		Φ 10mm	
ST-0631-1612		Φ 12mm	
ST-0631-1614		Φ 14mm	
ST-0632-1609	130°	Φ 9mm	
ST-0632-1610		Φ 10mm	
ST-0632-1612		Φ 12mm	
ST-0632-1614		Φ 14mm	

HTS ユニコーン2 ミドルネイル



製品番号	頸体角 θ	遠位径 D	全長 L
ST-0631-2310R	125° 右	Φ 10mm	230mm
ST-0631-2312R		Φ 12mm	
ST-0632-2310R		Φ 10mm	
ST-0632-2312R		Φ 12mm	
ST-0631-2310L	125° 左	Φ 10mm	
ST-0631-2312L		Φ 12mm	
ST-0632-2310L		Φ 10mm	
ST-0632-2312L		Φ 12mm	

U2 クラウドラグスクリュー



スレッド径 Φ10.3mm
スレッド長 28.0mm
シャフト径 Φ10.3mm

製品番号	全長 L
ST-0613-XXX-2	70~110mm 5mm刻み

70mmはオプションになります

U2 ARスクリュー




スレッド径 Φ5.0mm
スレッド長 16.5mm
シャフト径 Φ5.0mm

製品番号	全長 L
ST-0633-XXX	50~100 mm 5mm刻み

50mmはオプションになります

U2 ディスタールスクリュー



スレッド径 Φ5.0mm

製品番号	全長 L
ST-0621-XXX	26~42mm 2mm刻み

U2 エンドキャップ



製品番号	タイプ	サイズ
ST-0635-000	フリー	0mm
ST-0635-005		5mm
ST-0635-010		10mm
ST-0636-2500	Lock 125°	0mm
ST-0636-2505		5mm
ST-0636-2510		10mm
ST-0636-3000	Lock 130°	0mm
ST-0636-3005		5mm
ST-0636-3010		10mm

HTS UNICORN Cloud Kit

製品番号	製品名
BPE06-1C-CL	バイオベックス-R エクセレント HTS ユニコーンクラウドセット 6mL
AEK000-01	HTS ユニコーンクラウド 注入セット

APACERAM AnchorFix

外径7mm 内径3.5mm 全長25mm

製品番号	製品名
R-725	AnchorFix R-725

販売名: HTS ユニコーンネイル 2
販売名: HTS ユニコーンネイル 2 用手術器械
販売名: バイオベックス-R
販売名: HTS バイオベックス注入器
販売名: アバセラム-FX

医療機器承認番号: 305008ZX00171000
医療機器届出番号: 1381X10173206102
医療機器承認番号: 213008ZZ00274000
医療機器届出番号: 1381X10173101028
医療機器承認番号: 222008ZX00814000

一般の名称: 体内固定用大腿骨髄内釘
一般の名称: 骨手術用器械
一般の名称: 人工骨インプラント
一般の名称: 手動式整形外科用セメントディスペンサ
一般の名称: 人工骨インプラント

高度管理医療機器(クラスⅢ)
一般医療機器(クラスⅠ)
高度管理医療機器(クラスⅢ)
一般医療機器(クラスⅠ)
高度管理医療機器(クラスⅢ)

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社

www.hoyatechnosurgical.co.jp

■ 本社	〒160-0004	東京都新宿区四谷4-28-4	TEL: 03-5369-1710	FAX: 03-5369-1711
■ 札幌営業所	〒060-0007	札幌市中央区北七条西13-9-1	TEL: 011-241-3473	FAX: 011-241-3472
■ 仙台営業所	〒981-3133	仙台市泉区泉中央1-7-1	TEL: 022-371-6944	FAX: 022-371-8924
■ 新潟営業所	〒950-0971	新潟市中央区近江2-20-44	TEL: 025-288-0086	FAX: 025-281-2066
■ 名古屋営業所	〒461-0001	名古屋市中区泉1-21-27	TEL: 052-955-8572	FAX: 052-955-8573
■ 大阪営業所	〒542-0081	大阪市中央区南船場1-17-9	TEL: 06-6263-1679	FAX: 06-6263-1686
■ 福岡営業所	〒810-0802	福岡市博多区中洲中島町3-8	TEL: 092-262-6320	FAX: 092-262-6330



コーポレート
サイト



器械説明動画

⇨「HTS UNICORN Cloud kit 器械説明動画」
アクセスパスワードは弊社担当にお問い合わせ下さい。

ユニコーン、ユニコーンネイル、unicorn cloud、AnchorFixは
HOYA Technosurgical株式会社の登録商標です。

- 仕様、形状は一部変更することがあります。
- 電子添文をよく読んでから使用してください。