



# **HTS UNICORN Wing**

**HTS ユニコーンウイング**

# Wing for regaining gait


中殿筋が付着した後外側骨片を固定することにより  
歩容の改善を目指します。

エンドキャップと一体化することで  
新たな皮切を加えず低侵襲に手術が行えます。

後外側骨片を固定することにより  
中殿筋機能を維持し  
早期歩行訓練開始をサポートします<sup>1)</sup>。



大転子鉗子(オプション)を使用することで  
適正なネイル挿入孔を作製できます。



文献

1) 長谷川翼, 塩田直史, 梅原憲史, 高田直樹, 横尾賢, 日野峻介, 大塚憲昭, 今谷紘太郎.  
大腿骨転子部骨折に対する骨接合材の比較検討: Unicorn Nail Wingの有効性について.  
骨折 44(suppl):S317-S317, 2022.

## HTS UNICORN Wing

製品番号	製品名	規格
0671-022	UNICORN Wing <sup>※1</sup>	ストレート 右 レギュラー M
0672-022	UNICORN Wing <sup>※1</sup>	ストレート 左 レギュラー M
0676-005	UNICORN Wing スペーサ <sup>※2</sup>	5mm
0676-010	UNICORN Wing スペーサ <sup>※2</sup>	10mm
0676-015	UNICORN Wing スペーサ <sup>※2</sup>	15mm
0677-005	UNICORN Wing エンドキャップ <sup>※3</sup>	5mm
0677-010	UNICORN Wing エンドキャップ <sup>※3</sup>	10mm
0677-015	UNICORN Wing エンドキャップ <sup>※3</sup>	15mm

※1 ユニコーンネイル(承認番号:22500BZX00127000)の構成品:後壁プレート

※2 ユニコーンネイル(承認番号:22500BZX00127000)の構成品:後壁プレート用スペーサ

※3 ユニコーンネイル(承認番号:22500BZX00127000)の構成品:後壁プレート用固定ネジ

販売名:ユニコーンネイル

医療機器承認番号:22500BZX00127000

販売名:ユニコーンネイル(滅菌済)

医療機器承認番号:22700BZX00280000

体内固定用大腿骨髄内釘 高度管理医療機器(クラスⅢ)

販売名:ユニコーンネイル用手術器械

医療機器届出番号:13B1X10173206101

骨手術用器械 一般医療機器(クラスⅠ)

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社

www.hoyatechnosurgical.co.jp

■ 本社	〒160-0004	東京都新宿区四谷4-28-4	TEL:03-5369-1710	FAX:03-5369-1711
■ 札幌営業所	〒060-0007	札幌市中央区北七条西13-9-1	TEL:011-241-3473	FAX:011-241-3472
■ 仙台営業所	〒981-3133	仙台市泉区泉中央1-7-1	TEL:022-371-6944	FAX:022-371-8924
■ 新潟営業所	〒950-0971	新潟市中央区近江2-20-44	TEL:025-288-0086	FAX:025-281-2066
■ 名古屋営業所	〒461-0001	名古屋市東区泉1-21-27	TEL:052-955-8572	FAX:052-955-8573
■ 大阪営業所	〒542-0081	大阪市中央区南船場1-17-9	TEL:06-6263-1679	FAX:06-6263-1686
■ 福岡営業所	〒810-0802	福岡市博多区中洲中島町3-8	TEL:092-262-6320	FAX:092-262-6330



- オプション製品については弊社営業担当にお問い合わせください。
- 仕様、形状は一部変更することがあります。
- 電子添文をよく読んでから使用してください。