



Collagen Hybrid

リフィット®

医療機器承認番号：22400BZX00222000 単回使用

医療用品 04 整形用品 高度管理医療機器 (クラスⅣ) コラーゲン使用人工骨

『 リフィット 』

特徴

- ① フレキシブルな操作性
- ② 自家骨類似の構造・組成
- ③ 生体内での吸収置換性
- ④ 骨再生の促進
- ⑤ 補填性の向上

ラミノプラスチックバスケット内へ、リフィットをスムーズに補填できます。
また、リフィットはメス等で容易に加工できます。



製品名	商品コード	JANコード	略称	希望小売価格 (円) / (税抜)
リフィット PB-306H1H(2.0ML)	2190135	4582428451757	人工骨・AB-06-2	29,600

※1 箱 7 枚入り (2.0ML) / 滅菌袋



長さ 30× 幅 6.5× 厚さ 1.5 mm

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4

TEL 03-5369-1710 FAX 03-5369-1711

URL www.hoyatechnosurgical.co.jp

PENTAX

RF104601