

PENTAX

RIGIX

- 1 日本人の脛骨形態に合わせたプレートシステム
- 2 荷重を考慮したプレートデザイン
- 3 中空ロックングスクリューの採用

リジックスプレートシステム Open wedge HTO Plate System



Rigid Fixation
and Stylish

1 日本人の脛骨形態に合わせたプレートシステム

- 適正位置に設置しやすいプレート近位部形状
- 関節面を広く支持するスクリー配列による強固なアングルスタビリティ

2 荷重を考慮したプレートデザイン


- 荷重が集中しやすいプレート中央部は、プレート4mm厚を保持
- 近位部スクリーホールと遠位部スクリーホールの距離を30mmと広く確保し、スクリーロッキング部のストレスを軽減

3 中空ロッキングスクリーの採用

- 小皮切でも至適方向への確実なロッキングを実現



インプラント情報



RIGIX プレート TypeH2

■プレート仕様

プレート全長	100mm	
プレート幅	近位	30mm
	遠位	14mm
プレート厚	3~4mm	
近位スクリーうち下げ角度	12°	
ホールDからホール1までの距離	30mm	

■製品一覧

インプラント名称	製品番号	サイズ(全長)
RIGIXプレート TypeH2 左	ST-1915-001	100mm
TypeH2 右	ST-1916-001	100mm
5.5キャニューレイトッドロッキングスクリュー	ST-1961-016	16mm
	ST-1961-020	20mm
	ST-1961-022	22mm
	ST-1961-024	24mm
	ST-1961-026	26mm
	ST-1961-028	28mm
	ST-1961-030	30mm
	ST-1961-032	32mm
	ST-1961-034	34mm
	ST-1961-036	36mm
	ST-1961-038	38mm
	ST-1961-040	40mm
	ST-1961-042	42mm
	ST-1961-044	44mm
	ST-1961-046	46mm
	ST-1961-048	48mm
ST-1961-050	50mm	
ST-1961-055	55mm	
ST-1961-060	60mm	
ST-1961-065	65mm	
ST-1961-070	70mm	
ST-1961-075	75mm	

材質：Ti-6AL-4V合金

販売名：RIGIX プレートシステム 医療機器承認番号：22900BZX00330000
医療用品(4)整形用品 高度管理医療機器(クラスⅢ)体内固定用プレート(体内固定用ネジ)

【禁忌・禁止】
<適応患者>
金属または異物に対してアレルギーのある患者には使用しないこと。〔【使用上の注意】「4. 不具合・有害事象」の項参照〕〔治療の目的に対し良好な結果を得られない可能性があるため。〕

<併用医療機器>
他種の金属製骨接合用品と組み合わせて使用しないこと。〔【使用上の注意】「3. 相互作用」の項参照〕〔機器の破損、異種材料との併用による腐食が生じるおそれがあるため。〕
<使用方法>再使用禁止。

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4
TEL 03-5369-1710 FAX 03-5369-1711

*注意事項については、添付文書をご覧ください。

*寸法、形状などにつきましては、改良などにより予告無く変更することがあります。